

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Acetil-Histona H3 K9 (Q16695/P68431) - Wb Ip If Ihc Chip Elisa

Número do item: CM0000170



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para Acetil-Histona H3-K9 para detecção em humano, camundongo e rato. Adequado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq e ELISA. 15 kDa, ampla reatividade cruzada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K9 Rabbit pAb
Observações/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo