


Mab De Coelho Contra Acetil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) Para Pesquisa Em Epigenética E Aplicações De Chip

Número do item: CM0000172



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra histona H3 lisina 9 acetilada (H3K9ac) para humano, camundongo e rato. Validado para WB, ChIP-seq, IF/ICC e muito mais. Ideal para pesquisa epigenética, estudos de cromatina e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Acetil-Histona H3-K9
Observações/Apelidos	H3A, HIST1H3A, H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, Acetil-Histona H3-K9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo acetilado sintético ao redor da posição K9 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo