

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H3 (K9/K14/K18/K23/K27) Para Wb, Elisa - Q16695/P68431

Número do item: CM0000149



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a histona H3 acetilada nas lisinas 9, 14, 18, 23 e 27. Validado para WB e ELISA, com ampla reatividade cruzada prevista. Adequado para pesquisas epigenéticas e estudos de biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Acetil-Histona H3-K9/K14/K18/K23/K27
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K9/K14/K18/K23/K27
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo acetilado sintético em torno de K9, K14, K18, K23 e K27 da acetil-histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo