


Anticorpo Policlonal De Coelho Acetil-Histona H3-K9/K14/K18/K23/K27 (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000135



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Histona H3 acetilada nas lisinas 9, 14, 18, 23 e 27. Validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Reatividade cruzada prevista com seres humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Adequado para pesquisa em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K9/K14/K18/K23/K27 pAb de coelho
Observações/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K9/K14/K18/K23/K27
Espécie	Humana
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo