

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Acetil-Histona H3 (Lys4) Para Wb, Chip, If | Q16695/P68431

Número do item: CM0000147



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para Histona H3 acetilada em Lys4 (Q16695/P68431). Adequado para Western blot, ChIP, IF/ICC, IP, DB e ELISA. Previsto reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K4 mAb de Coelho
Observações/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo acetilado sintético ao redor de K4 da Histona H3 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo