


Acetyl-Histone H4-K12 Rabbit Mab (P62805) Para Chip, Wb E Ihc-P | Camelbio

Número do item: CM0000195



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para a lisina 12 acetilada da histona H4 humana. Adequado para WB, IP, IHC-P, ChIP e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e outras espécies. Ideal para pesquisas epigenéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetyl-Histone H4-K12 Rabbit mAb
Observações/Apelido	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetyl-Histone H4-K12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8359/8370
GeneID	8359/8370
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo acetilado sintético em torno de K12 da Histona H4 humana (NP_003486.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Saco com gelo