


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H4 (K12) Para Wb, Chip, Chip-Seq, Elisa | P62805

Número do item: CM0000164



introdução

mAb de coelho específico direcionado à lisina 12 acetilada da histona H4 humana. Adequado para WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato e uma ampla gama de espécies previstas. Ideal para estudos de epigenética e biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H4-K12 mAb de Coelho
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8359/8370
GeneID	8359
Imunogénio	Peptídeo acetilado sintético ao redor da K12 da Histona H4 humana (P62805)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo