


Anticorpo Policlonar De Coelho Para Acetil-Histona H4 (K12) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62805

Número do item: CM0000125



introdução

Anticorpo policlonar de coelho específico direcionado à lisina 12 acetilada da Histona H4 humana (P62805). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com ampla reatividade cruzada para camundongo, rato e outras espécies. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H4-K12 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetil-Histona H4-K12
Espécie	Humana
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo acetilado sintético ao redor de K12 da Histona H4 humana (NP_001029249.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Transporte	Saco de gelo