


Anticorpo Policlonário De Coelho Para Acetil-Histona H4-K16 (P62805) Para Wb E Elisa - Pesquisa Em Epigenética

Número do item: CM0000189



introdução

Anticorpo policlonário de coelho para Acetil-Histona H4-K16 (UniProt P62805) validado para WB e ELISA. Ampla reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da acetilação de histonas, dinâmica da cromatina e regulação epigenética em pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H4-K16 Coelho pAb
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K16
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8370
Imunógeno	Peptídeo acetilado sintético ao redor do resíduo K16 da Histona H4 humana (NP_003539.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo