


Anticorpo Monoclonal De Coelho Acetil-Histona H4-K16 (P62805) Para Aplicações Wb, Chip E Ihc-P

Número do item: CM0000123



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho altamente específico que visa a lisina 16 acetilada da Histona H4 (SWISS P62805). Validado para WB, DB, IHC-P, ELISA e ChIP com ampla reatividade (humano, camundongo, rato). Essencial para estudos de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H4-K16 mAb de Coelho
Observações/Apelido	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetil-Histona H4-K16
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8359/8370
GeneID	8359/8370
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo acetilado sintético em torno de K16 da Histona H4 humana (NP_003529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Saco de gelo