


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H4-K5 (P62805) - Validado Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip

Número do item: CM0000153



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Histona H4 acetilada na Lis5 (SWISS P62805). Adequado para aplicações de WB, IHC-P, ELISA e ChIP. Reage com humano, camundongo, rato e outras espécies (amplo espectro previsto). Ideal para pesquisa em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H4-K5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Histona H4 humana (NP_001029249.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Amplo Espectro Previsto)
SWISS	P62805
Peso Molecular da Proteína	11kDa
Envio	Em saco de gelo