


Anticorpo Policlonal De Coelho Acetil-Histona H4 (K5/K8/K12/K16) P62805 Para Wb, Ihc-P E Elisa

Número do item: CM0000133



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece a Histona H4 acetilada nas lisinas 5, 8, 12 e 16 (SWISS P62805). Validado para WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H4-K5/K8/K12/K16 pAb de coelho
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K5/K8/K12/K16
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo acetilado sintético ao redor de K5/K8/K12/K16 da Histona H4 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Saco de gelo