


Acetyl-Histone H4 (K8) Anticorpo Policlonal De Coelho (P62805) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip, Chip-Seq

Número do item: CM0000138



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Acetyl-Histone H4 (Lys8) (P62805) detecta acetil-histona H4 endógena em humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP e ChIP-seq.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetyl-Histone H4-K8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetyl-Histone H4-K8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo acetilado sintético em torno de K8 da histona H4 humana (NP_003529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Amplio Alcance Previsto)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo