


Anticorpo Monoclonal De Coelho Acetil-Histona H4 (K8Ac) - P62805 | Validado Em Wb, Ip, Ihc-P, Chip

Número do item: CM0000140



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho Acetil-Histona H4-K8 (P62805) detecta a lisina 8 acetilada da histona H4 em humanos, camundongos, ratos. Adequado para WB, IP, IHC-P, DB, ChIP, ELISA. Ideal para pesquisa em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H4-K8 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8359
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo acetilado sintético em torno da K8 da Histona H4 humana (NP_003529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IP, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Envio	Saco de gelo