


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H4 K91 (P62805) - Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000143



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a lisina 91 acetilada da histona H4 humana (P62805). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato e outras espécies. Ideal para pesquisa de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Acetil-Histona H4-K91
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K91
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo acetilado sintético em torno de K91 da histona H4 humana (NP_003529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo