

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Acetil-P53 (K370) (P04637) Para Western Blot E Elisa

Número do item: CM0000192



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que detecta p53 humano acetilado na lisina 370 (SWISS P04637). Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em câncer e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-p53- K370 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetil-p53- K370
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7157
GeneID	7157
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético acetilado ao redor de K370 do p53 humano (P04637).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo