


Acetyl-P53-K382 Anticorpo Policlonal De Coelho (P04637) Para Dot Blot E Elisa

Número do item: CM0000103



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a lisina acetilada 382 do p53 humano (P04637). Validado para dot blot e ELISA, é ideal para estudar a acetilação do p53 em pesquisas sobre câncer e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetyl-p53-K382 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetyl-p53-K382
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7157
GeneID	7157
Imunógeno	Um peptídeo acetilado sintético em torno da K382 do p53 humano (NP_000537.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo