

Anticorpo Policlonado De Coelho Para Acot9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y305

Número do item: CM0013421

introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho anti-ACOT9 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a acil-CoA tioesterase 9 mitocondrial em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de metabolismo lipídico e de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACOT9 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	ACATE2; CGI-16; MTACT48; MT-ACT48; ACOT9
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23597
ID do Gene	23597
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-250 da ACOT9 humana (NP_001028755.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y305
Peso Proteico	50kDa
Envio	Bolsa de gelo