

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acsl4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - O60488

Número do item: CM0021976

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ACSL4 de alta qualidade (O60488), validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo lipídico e ferroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-ACSL4
Observações/Alíás	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2182
GeneID	2182
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da ACSL4 humana (NP_004449.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O60488
Peso da proteína	79 kDa
Transporte	Embalagem com gelo