

Acsl5 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ulc5

Número do item: CM0008808

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ACSL5 altamente específico validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a ligase de ácido graxo de cadeia longa-CoA 5 humana (LACS5), uma enzima chave na ativação e metabolismo de ácidos graxos. Ideal para pesquisas em biologia lipídica, câncer e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSL5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ACS2, ACS5, FACL5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51703
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-683 do ACSL5 humano (NP_976313.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9ULC5
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco com gelo