


Proteína Ativadora 2 (Ap-2/Tfap2A) Coelho Pab - P05549

Número do item: CM0024188



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-TFAP2A validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Tem como alvo o fator de transcrição AP-2-alfa, envolvido no desenvolvimento e regulação gênica. Ideal para pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Proteína ativadora 2 (AP-2/TFAP2A) Coelho pAb
Observações/Apêndice	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alfa; Proteína ativadora 2 (AP-2/TFAP2A)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7020
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 100-200 do TFAP2A humano (NP_003211.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P05549
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo