

Anticorpo Policlonal De Coelho Actr1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42025

Número do item: CM0019686

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a beta-centractina humana (ACTR1B). Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de transporte de vesículas baseado em microtúbulos e função de centróssomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTR1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10120
ID do Gene	10120
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do ACTR1B humano (NP_005726.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42025
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo