


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Acvr1 Para Wb E Elisa - Q04771

Número do item: CM0003970



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho para ACVR1 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com ACVR1 humano, de camundongo e de rato (receptor de activina do tipo 1, ALK2). Ideal para pesquisa da via de sinalização da proteína morfogênica óssea e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb ACVR1 de Coelho
Observações/Alias	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Espécie	Humano
GeneID	90
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 410-509 do ACVR1 humano (Q04771).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04771
Peso Proteico	57kDa
Envio	Bolsa de gelo