

Anticorpo Policlonado De Coelho Adam19 Para Wb, Elisa - Q9H013

Número do item: CM0014932

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra ADAM19 (MLTNB, MADDAM), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. O alvo é uma metaloprotease transmembrana envolvida na neurogênese e diferenciação de osteoblastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM19 Rabbit pAb
Observações/Alias	MLTNB; FKSG34; MADDAM; ADAM19
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8728
GeneID	8728
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 203-460 da ADAM19 humana (NP_150377.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H013
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Bolsa de gelo