

Anticorpo Policlonal De Coelho Adam28 Para Wb E Elisa - Q9Ukq2

Número do item: CM0028168

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ADAM28, validado para WB e ELISA, reage com ADAM28 humano, de rato e de camundongo. Útil para estudar a emigração de linfócitos, a clivagem do ectodomínio de FASL/CD40L e a maturação espermática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho ADAM28
Observações/Apelido	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10863
GeneID	10863
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-440 do ADAM28 humano (NP_055080.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKQ2
Peso Proteico	87kDa
Envio	Saco de gelo