

Anticorpo Policlonal De Coelho Adam9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13443

Número do item: CM0027413

introdução

Valide o ADAM9 com este anticorpo policlonal para Western blot, IF/ICC e ELISA. Adequado para amostras de humano, camundongo, rato e macaco. Ideal para pesquisas sobre tumorigênese e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8754
GeneID	8754
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-210 do ADAM9 humano (NP_003807.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	Q13443
Peso Proteico	91 kDa
Envio	Saco de gelo