

Anticorpo Monoclonal De Coelho Adamts13 Para Wb, If-P, Elisa - Q76Lx8

Número do item: CM0010865



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante ADAMTS13 adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reconhece espécies humana, de camundongo e rato. Útil para estudar a clivagem do fator de von Willebrand e distúrbios trombóticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	ADAMTS13 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	VWFCP; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Espécie	Humana
ID do Gene	11093
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da ADAMTS13 humana (Q76LX8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q76LX8
Peso Molecular da Proteína	154 kDa
Envio	Em saco de gelo