


Adora2A Rabbit Pab - P29274

Número do item: CM0020246



introdução

ADORA2A Rabbit pAb é um anticorpo policlonal que visa o receptor de adenosina A2a humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato, apoiando a pesquisa de receptores acoplados à proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADORA2A Rabbit pAb
Observações/Apelido	A2aR; RDC8; ADORA2; ADORA2A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	135
ID do Gene	135
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do ADORA2A humano (NP_000666.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29274
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo