

Adprm Rabbit Pab - Q3Lie5

Número do item: CM0014320

introdução

ADPRM Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para aplicações de Western blot (WB) e ELISA, direcionado ao ADPRM humano (MDS006/C17orf48) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo de ADP-ribose e sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADPRM Rabbit pAb
Observações/Apelido	MDS006; C17orf48; NBLA03831; ADPRM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56985
ID do Gene	56985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 203-342 do ADPRM humano (NP_064618.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q3LIE5
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo