

Anticorpo Policlonal De Coelho Adrb1 Para Wb, If-P, Elisa - P08588

Número do item: CM0019978



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ADRB1 humano (receptor adrenérgico beta-1) para WB, IF-P, ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de função cardíaca e sinalização GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADRB1 Rabbit pAb
Observações/Alias	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; ADRB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	153
GeneID	153
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do ADRB1 humano (NP_000675.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P08588
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo