

Anticorpo Policlonal De Coelho Afap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N556

Número do item: CM0027030

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho AFAP1 validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta AFAP1 humano, de rato e camundongo (81 kDa). Útil para estudar dinâmica da actina, lamellipodia e migração de células cancerígenas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AFAP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AFAP; AFAP110; AFAP-110; AFAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	60312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 461-730 do AFAP1 humano (NP_940997.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N556
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo