

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pan Succinil-Lisina Conjugado Com Gel De Afinidade Para Ip-MS

Número do item: CM0000044

introdução

A CamelBio fornece anticorpo monoclonal de coelho Pan Succinil-Lisina conjugado com gel de afinidade para IP-MS, permitindo a detecção de succinil-lisina independente de espécie em estudos de modificação pós-traducional. Ideal para aquisição de matéria-prima.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Pan Succinil-Lisina conjugado com Gel de Afinidade
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	IP-MS
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Bolsa de gelo