

## Agfg1 Coelho Pab - P52594

Número do item: CM0015275



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao AGFG1 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Útil para estudar o acoplamento de vesículas, o tráfego de RNA e a função do cofator Rev do HIV-1.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | AGFG1 Coelho pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | HRB; RAB; RIP; AGFG1                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 3267                                                                                                                     |
| GeneID              | 3267                                                                                                                     |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do AGFG1 humano (NP_004495.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                       |
| SWISS               | P52594                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |