

Anticorpo Policlonal De Coelho Agpat3 Para Wb E Elisa - Q9NrZ7

Número do item: CM0013541

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AGPAT3 humano, validado em WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Atua na 1-acilglicerol-3-fosfato aciltransferase gama envolvida na biossíntese de fosfolipídios. Adequado para pesquisas sobre metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGPAT3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LPAAT3; LPLAT3; 1-AGPAT 3; LPAAT-GAMMA1; AGPAT3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56894
ID do Gene	56894
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NRZ7
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo