

Anticorpo Policlonal De Coelho Agr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95994

Número do item: CM0030844



introdução

Anticorpo policlonal de coelho AGR2 validado para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Reconhece a proteína de gradiente anterior 2 humana, de camundongo e de rato, um proto-oncogene envolvido na síntese de muco e na adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10551
ID do Gene	10551
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-175 do AGR2 humano (NP_006399.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95994
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo