


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ahnak Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09666

Número do item: CM0024043



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra AHNAK humano (Proteína associada à diferenciação neuroblástica AHNAK), validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho anti-AHNAK
Observações/Apelido	PM227; AHNAK1; AHNAKRS; AHNAK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79026
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-149 do AHNAK humano (NP_001611.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q09666
Peso Proteico	629kDa
Envio	Saco de gelo