

Anticorpo Monoclonal De Coelho Aif1/Iba1 - O70200

Número do item: CM0002587



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra AIF1/IBA1 de rato. Validado para WB, IF, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Adequado para estudar o fator inflamatório de aloenxerto 1 em células imunes e micróglia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho AIF1/IBA1
Observações/Apelido	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E; AIF1/IBA1
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	199
ID do Gene (Rato)	11629
Imunógeno	Peptídeo Sintético, Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do AIF1/IBA1 de rato (O70200).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato (de laboratório)
SWISS	O70200(rato), P55008(Humano)
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de Gelo