


Anticorpo Policlonal De Coelho Aipl1 (Pab) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzn9

Número do item: CM0013993



introdução

Anticorpo policlonal de coelho AIPL1 de alta qualidade para aplicações de Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta AIPL1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo do tráfego proteico e da amaurose congênita de Leber.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AIPL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LCA4; AIPL2; AIPL1
Espécie	Humana
ID do Gene	23746
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-384 da AIPL1 humana (NP_055151.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZN9
Peso da Proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo