

Anticorpo Policlonal Coelho Ak5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6K8

Número do item: CM0024669



introdução

Anticorpo policlonal de coelho AK5 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, rato, camundongo. Ideal para estudar adenilato quinase 5 em tecido cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AK5 Coelho pAb
Observações/Alias	AK6; AK5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26289
GeneID	26289
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-370 do AK5 humano (NP_777283.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6K8
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de Gelo