

Anticorpo Monoclonal De Coelho Akt1 Para Wb, Ihc-P, Ip - P31749

Número do item: CM0003939



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho AKT1 de alta afinidade validado para WB, IHC-P, IP. Reconhece humano, rato, rato. Tem como alvo a quinase serina/treonina RAC-alfa, um regulador central da sobrevivência, metabolismo e proliferação celular. Ideal para pesquisa em câncer e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho AKT1
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	207
ID do Gene	207
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 381-480 do AKT1 humano (P31749).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envio	Bolsa de Gelo