

Anticorpo Monoclonal De Coelho Akt1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749

Número do item: CM0004818



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho AKT1 Validado por KO detecta especificamente AKT1 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para aplicações em Western Blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA em pesquisas de sinalização AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho AKT1 (mAb)
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; T1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	207
ID do Gene	207
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 380-480 do AKT1 humano (NP_005154.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo