

Anticorpo Policloal Aldh3A2 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P51648

Número do item: CM0022707



introdução

Anticorpo Policloal ALDH3A2 de Coelho validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Rato e Camundongo. Tem como alvo a aldeído desidrogenase de ácidos graxos, essencial para o metabolismo lipídico e a degradação da esfingosina-1-fosfato. Ideal para pesquisa em doenças metabólicas e síndrome de Sjögren-Larsson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH3A2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SLS; FALDH; ALDH10; ALDH3A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	224
GeneID	224
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-320 da ALDH3A2 humana (NP_001026976.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51648
Peso da Proteína	55kDa
Transporte	Bolsa de gelo