


Aldh9A1 Rabbit Pab - P49189

Número do item: CM0029877



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho ALDH9A1 é validado para WB, IF/ICC e ELISA, detectando ALDH9A1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre aldeído desidrogenase, este anticorpo tem como alvo uma enzima envolvida no metabolismo de aminas biogênicas e poliaminas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH9A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	E3; ALDH4; ALDH7; ALDH9; TMABADH; TMABA-DH; TMABALDH; ALDH9A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	223
GeneID	223
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do ALDH9A1 humano (NP_000687.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49189
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo