


Anticorpo Policlonal De Coelho Aldoc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09972

Número do item: CM0013906



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ALDOC humano (aldolase C de frutose-bisfosfato). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa de glicólise e gliconeogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDOC pAb de Coelho
Observações/Apelido	ALDC; ALDOC
Espécie	Humano
GeneID (humano)	230
GeneID	230
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do ALDOC humano (NP_005156.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09972
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo