

Anti-Alk Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um73

Número do item: CM0012088



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra ALK (CD246) humano para WB, IHC-P, ELISA. Detecta a cinase de linfoma anaplásico, uma tirosina quinase receptor neuronal crucial para o desenvolvimento do sistema nervoso e a biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Anti-ALK mAb de Coelho
Observações/Alias	ALK1; CD246; NBLST3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	238
ID do Gene	238
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1093-1411 da ALK humana (NP_004295.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UM73
Peso da Proteína	176 kDa
Envio	Bolsa de gelo