


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alfa-1 Antiquimotripsina (Serpina3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Número do item: CM0028387



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3) humano, adequado para aplicações de WB, IHC-P, ELISA. Uma serpina secretada implicada na inflamação e nas placas amiloides da doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Observações/Apelido	ACT, AACT, GIG24, GIG25, Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Espécie	Humano
ID do Gene	12
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-423 da Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3) humana (NP_001076.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01011
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de Gelo