

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alpha-1 Antitripsina (Serpina1) Para Wb, If/Icc, Elisa - P01009

Número do item: CM0018466



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1) humana, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Alvo: inibidor de serina protease, envolvido na proteção pulmonar e hemostasia. UniProt: P01009.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1)
Observações/Apelido	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5265
ID do Gene	5265
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-315 da Alpha-1 Antitripsina humana (NP_000286.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01009
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo