

Alfa-Fetoproteína (Afp) Pab De Coelho - P02771

Número do item: CM0016278



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Alfa-Fetoproteína (AFP). Validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para AFP humana e de camundongo. Ideal para pesquisa de biomarcadores de câncer de fígado e desenvolvimento de diagnóstico pré-natal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Alfa-Fetoproteína (AFP) pAb de Coelho
Observações/Apelido	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-Fetoproteína (AFP)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	174
GeneID	174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-550 da Alfa-Fetoproteína (AFP) (NP_001125.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02771
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo