

Anticorpo Policlonado De Coelho Para Alpha2-Adaptina/AP2A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O94973

Número do item: CM0025281

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra Alpha2-adaptina/AP2A2 (subunidade alfa-2 do complexo AP-2) humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com camundongo e rato. Peso proteico de 104 kDa. Ideal para estudos de endocitose e tráfego proteico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Alpha2-adaptina/AP2A2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptina/AP2A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	161
GeneID	161
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 590-939 da Alpha2-adaptina/AP2A2 humana (NP_036437.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94973
Peso Proteico	104kDa
Envio	Bolsa de gelo