

Mab De Coelho Anti-Alpk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - E9Qnx4

Número do item: CM0007373

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ALPK1 de alta qualidade, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com ALPK1 de camundongo e rato (139 kDa), ideal para pesquisas sobre quinases e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-ALPK1
Observações/Alcunha	Alpha-quinase 1; ALPK1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	80216
GeneID	71481
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-478 de ALPK1 de camundongo (NP_082084.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	E9QNX4
Peso da proteína	139 kDa
Envio	Bolsa de gelo